

ZYKLUSZEIT
01:04:01
H : MIN : SEK

STERILISATIONSDAUER
5:00
MIN : SEK

STERILISATION TEMP.
135.0 135.5
MIN MAX C

F0
150.3

LETZTE TESTS
BOWIE-DICK LEAK TEST

RACK-ID
-

PROGRAMM-NR. / VERSION
-

PROGRAMM-NAME
Instrumente 134°C

PROZESSDATEN (Zusammenfassung)

Zeit	Phase	T2 °C	T3 °C	P2 mbar
0:02	1. Vorvakuum	62.3	56.1	1022
2:44	1. Druck	64.3	52.2	85
3:50	2. Vorvakuum	62.7	51.1	825
5:42	2. Druck	73.8	49.1	104
6:46	3. Vorvakuum	92.2	88.1	832
9:00	3. Druck	79.2	47.8	105
10:05	4. Vorvakuum	92.7	93.4	832
12:11	4. Druck	81.7	52.5	106
13:34	Luftdruck erreicht	99.0	99.6	1038
14:47	5. Vorvakuum	116.7	117.1	1854
15:34	5. Druck	103.2	103.9	1108
16:36	6. Vorvakuum	116.4	116.9	1820
17:23	6. Druck	104.3	104.7	1105
18:25	7. Vorvakuum	116.6	117.1	1819
19:11	7. Druck	105.8	105.4	1106
20:16	Vorvakuum	117.0	117.3	1845
21:02	Druck	104.4	105.5	1105
22:07	Vorvakuum	116.9	117.2	1839
22:53	Aufheizen	105.4	105.1	1101
26:28	Sterilisation	134.6	134.7	3090

OPERATOR
User

CHARGE
freigegeben

BEMERKUNGEN ZUR BEDINGTEN FREIGABE

☐ ja ☐ nein ☐ bedingte Freigabe

SIGNATURE

HANDSCHRIFTLICHE DOKUMENTATION (NOTFALLKONZEPT)

Bitte leserlich ausfuellen. Dieses Blatt dient als Backup-Dokumentation bei Ausfall des Hauptsystems.

STERILISIERTE CONTAINER / SIEBE / INSTRUMENTE

Nr.	Container / Sieb / Instrument	Menge	SIE-Nr.	Verpackungsart	Indikator OK	Bemerkung
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

BELADUNGSMUSTER

(Skizze der Beladungspositionen im Sterilisator)

VERPACKUNGSART

- ☐ Sterilcontainer (starr)
- ☐ Einmal-Sterilisierverpackung
- ☐ Doppelt verpackt (Klarsicht)
- ☐ Klarsicht-Sterilisierverp.
- ☐ Unverpackt / Einzelinstrument
- ☐ Sonstiges: _____

Uhrzeit	Prozess	Phase	T2 °C	T3 °C	P2 mbar
0:02	0:02	1. Vorvakuum	62.3	56.1	1022
2:44	2:44	1. Druck	64.3	52.2	85
3:50	3:50	2. Vorvakuum	62.7	51.1	825
5:42	5:42	2. Druck	73.8	49.1	104
6:46	6:46	3. Vorvakuum	92.2	88.1	832
9:00	9:00	3. Druck	79.2	47.8	105
10:05	10:05	4. Vorvakuum	92.7	93.4	832
12:11	12:11	4. Druck	81.7	52.5	106
13:34	13:34	Luftdruck erreicht	99.0	99.6	1038
14:47	14:47	5. Vorvakuum	116.7	117.1	1854
15:34	15:34	5. Druck	103.2	103.9	1108
16:36	16:36	6. Vorvakuum	116.4	116.9	1820
17:23	17:23	6. Druck	104.3	104.7	1105
18:25	18:25	7. Vorvakuum	116.6	117.1	1819
19:11	19:11	7. Druck	105.8	105.4	1106
20:16	20:16	Vorvakuum	117.0	117.3	1845
21:02	21:02	Druck	104.4	105.5	1105
22:07	22:07	Vorvakuum	116.9	117.2	1839
22:53	22:53	Aufheizen	105.4	105.1	1101
26:28	26:28	Sterilisation	134.6	134.7	3090
27:28	27:28	Sterilisation	135.1	135.1	3106
28:28	28:28	Sterilisation	135.0	135.1	3115
29:28	29:28	Sterilisation	135.0	135.1	3117
30:28	30:28	Sterilisation	134.9	134.9	3100
31:28	31:28	Sterilisation	134.9	134.9	3092
31:29	31:29	Nachvakuum	134.9	134.9	3091
35:51	35:51	Trocknung	99.2	104.9	99

Prozessverlauf - Messwerte

