

1. Allgemeine Hinweise

1.1.	Technische Daten	2
1.1.1.	Sterilisator	2
1.1.2.	Vakuumpumpe (VP)	2
1.1.3.	Elektrodampferzeuger (ELD)	3
1.2.	Betrieb der Anlage	4
1.2.1.	Sicherheitsvorschriften	4
1.2.2.	Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	4
1.2.3.	Spezifische Sicherheitsvorkehrungen	5
1.2.4.	Kennzeichnung an der Anlage	5
1.2.5.	Hinweise auf Betriebsvorschriften	6
1.2.6.	Hinweise zur Wartung	7
1.2.7.	Hinweise zur Validation durch den Betreiber	7
1.3.	Änderungsverwaltung	7

Alle Rechte, auch die Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne schriftliche Einwilligung des Herstellers ist es nicht gestattet, die Bedienungsanleitung in irgend einer Form, mit Hilfe irgend eines Verfahrens zu kopieren, zu vervielfältigen und zu verteilen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu übertragen

1.1. Technische Daten

1.1.1. Sterilisator

Dampfsterilisator	Baureihe PST nach DIN 58.950
Hersteller	Belimed Sauter AG, CH-8583 Sulgen
Modell	14-8-12 HS1
Bedienung	TOP7000
Baureihe	PST
Kammerlichtmasse	Höhe Breite Tiefe
	1500 mm 900 mm 1390 mm
Bruttovolumen des Sterilisierdruckbehälters	2145 l
Herstell-Nr. des Sterilisierdruckbehälters	10980
Betriebsgewicht der Anlage	3350 kg
Prüfgewicht der Anlage	4800 kg
Min. / max zul. Druck	-1 / 2.7 bar
Min. / max zul Temperatur	20 / 141 °C
Betriebsspannung	3 x 400/230 V
Stromart / Frequenz	50 Hz
Nennstrom Sterilisator	17.7 A
Leistungsaufnahme Sterilisator incl. VP	7.5 kW
Bauseitige Vorsicherung	25 A
Minimaler Querschnitt Anschlussleitung	4 mm ²
Max. Bodenbelastung	1200 kg/m ²
Schutzklasse	IP 53
Funkenstörgrad nach	DIN 57 875 / VDE 0875

1.1.2. Vakuumpumpe (VP)

Vakuumpumpe Typ	Speck V130
Motor	3.0 kW
Nennspannung	3 x 400 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennstrom Vakuumpumpe	7.8 A

1.1.3. Elektrodampferzeuger (ELD)

Herstell-Nr. des Elektrodampferzeugers	3483
Typ	ELD H90E
Nennspannung	3 x 400/230 V
Nennstrom ELD	133 A
Leistungsaufnahme ELD	90 kW
Nennfrequenz	50 Hz

1.2. Betrieb der Anlage

1.2.1. Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Die Anlage entspricht dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem kann Gefahr bestehen.

Wir machen Sie auf folgende Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam:

1.2.2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Unser Sterilisator ist geeignet für die Sterilisation von festen, porösen und flüssigen Gütern im Bereich Krankenhaus, Labor und Industrie.

- Die Anlage darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung in Betrieb genommen werden.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder überbrückt werden.
- Die Anlage darf nur von instruiertem Personal bedient werden
- Weil die Anlage mit Heissdampf betrieben wird, sind Kammerkörper, Sterilisiergut und Beladeeinrichtung als heiss zu betrachten. Es muss entsprechende Schutzausrüstung eingesetzt werden.
- Besonders beim Öffnen der Sterilisatortür ist mit grosser Vorsicht vorzugehen. Die Türkanten und Kammerinnenwände sind heiss. Auch der Kammerinnenraum sowie allfällige Chargenwagen sind heiss (> 50° C).
- Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass das Beladegut schwer ist. Für das Handling müssen entsprechende Hilfsmittel eingesetzt werden.
- Der Sterilisator ist nicht ausgelegt für die Sterilisation von Gütern der Gruppe 1 gemäss Druckgeräte Richtlinie 97/23/EG:
 - explosionsgefährlich
 - hochentzündlich
 - leicht entzündlich
 - entzündlich (wenn die maximal zulässige Temperatur über dem Flammpunkt liegt)
 - sehr giftig
 - giftig
 - brandfördernd
- Flüssigkeitssterilisation:
 - nur Flüssigkeitsprogramm verwenden
 - Referenzfühler in Referenzflasche plazieren.
 - nur Behältnisse verwenden, welche zum Sterilisieren geeignet sind.
- Das Druckgerät unterliegt wiederkehrenden Prüfungen nach den jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften.
- Bei Störungen und Schäden muss die vorgesetzte Stelle informiert werden. Zur Störungsbehebung ist nach der Störmeldungsliste (Kap. 7) vorzugehen.

- Im Serviceraum sind alle Ventile, Rohre und Kammerteile als heiss zu betrachten, bis sich der Betreiber selbst vom Gegenteil überzeugt hat.
- Die Wartung darf nur von BELIMED geschultem und dazu befugtem Personal durchgeführt werden. Bei Wartungen ist das Kapitel 7 des Handbuchs zu berücksichtigen.
- Der Bewegungsbereich der Tür muss beim Öffnungs- und Schliessvorgang freigehalten werden.
- Betrieb der Anlage nur mit Originalzubehör zugelassen.
- Alle Rohrleitungen müssen bauseits mit Absperrventilen versehen werden (siehe Bauvorbereitungszeichnung).
Der zulässige Betriebsdruck muss bauseits abgesichert sein.
- Vor Wartungsarbeiten müssen der Hauptschalter ausgeschaltet, und die Medien abgesperrt werden. Vor dem Öffnen von Verschraubungen müssen alle Behälter und Leitungen drucklos gemacht werden.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. An der Anlage darf nichts verändert werden, ansonsten erlischt die Garantie.
- Das Handling der Anlage (Aufladen, Abladen, Verschieben) darf nur von BELIMED-eigenem Personal oder in deren Anwesenheit durchgeführt werden.
- Kundenspezifische Anwendungen gemäss Pflichtenheft und Verfahrensbeschreibung.
- Vorkehrungen bei längerem Stillstand der Anlage (siehe Kap. 7).
- Die Entsorgung der Anlage muss fachgerecht und den landesspezifischen Vorschriften entsprechend ausgeführt werden.
- Wenn die Option Schleusenprogramm zur Anwendung kommt, müssen die spezifischen Sicherheitshinweise beachtet werden.
Dies finden Sie im Kapitel 3, „Verfahrensbeschreibung, für das Schleusenprogramm“.
- Beim schliessen der Tür dürfen sich keine Personen in der Kammer befinden. Der Bediener ist für die Einhaltung diese Sicherheitsvorschrift verantwortlich.

1.2.3. Spezifische Sicherheitsvorkehrungen

Diese sind am Anfang des entsprechenden Kapitels aufgeführt.

1.2.4. Kennzeichnung an der Anlage

Firmenschild	- An der Autoklavenseite. - Vom Serviceraum zugänglich. - Oberhalb der Kammertüre auf Seite 1 oder 2.
Warnhinweise für Verbrühungsgefahr	- An der Autoklavenseite. - Vom Serviceraum zugänglich.
CE Kennzeichnung	- Auf Firmenschild, obere linke Ecke

1.2.5. Hinweise auf Betriebsvorschriften

Damit Sie den gelieferten Dampfsterilisator entsprechend den gültigen Vorschriften betreiben können, bitten wir, die Vorschrift:

DIN 58 950, Teil 6

Dampf-Sterilisatoren für pharmazeutische Sterilisiergüter

"Betrieb"

zu beachten.

In dieser Vorschrift sind enthalten:

- Anforderungen an den Betrieb von Dampfsterilisatoren
- Pflichten des Herstellers
- Pflichten des Betreibers
- Anforderungen an das Bedienungspersonal
- (Prüfungen vor Betriebsbeginn, Anwendung und Auswertung des Entlüftungstestes, Vorschriften für den täglichen Betrieb, Eignung der Verpackungsarten).
- Angaben über Inspektion, Wartung, Instandhaltungen.
- Sonstige wichtige Voraussetzungen und Angaben.

Die Vorschrift

DIN 58 950 Teil 7

" Anforderungen an die Betriebsmittel und bauliche Anforderungen"

enthält wichtige Festlegungen, die als Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb erforderlich sind.

Wir bitten Sie, Anlagen entsprechend diesen Vorschriften zu betreiben. Gerne stehen wir Ihnen zur Beratung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Belimed Sauter AG

PS: Disponieren Sie frühzeitig Verschleisssteile, schliessen Sie die bewährten Wartungsvereinbarungen mit uns ab.

Kundendienst: Belimed GmbH, Mühldorf, Phone: +49 8631 9896 0

1.2.6. Hinweise zur Wartung

Regelmässige Wartung und schonende Behandlung der Anlage tragen erheblich zur Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Sterilisators bei.

Im Kapitel 7 dieses Betriebshandbuches sind ausführliche Anleitungen und Beschreibungen für einzelne Wartungsbereiche (u.a. Wartungsanleitung, Liste für Service- und Wartungsarbeiten, sowie ein vorbereiteter Wartungsplan).

Sollten Sie als Anwender diese Wartungen nicht durchführen können, stehen wir mit unserer Erfahrung und unserem Personal gerne zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, über Wartungsverträge die nötigen Kontrollen an der Anlage durchführen zu lassen.

1.2.7. Hinweise zur Validation durch den Betreiber

Der Betreiber der Anlage ist nach DIN 58 950 verpflichtet, seine Verfahren zu validieren, d.h. den Nachweis der Sterilisiertauglichkeit seines gewählten Verfahrens an den zu sterilisierenden Gütern selbst zu erbringen.

Bei eventuellen Fragen ist die Fa. Sauter gerne bereit, Ihnen weiterzuhelfen.

1.3. Änderungsverwaltung

Version	Datum	Seiten	Visum	Beschreibung
1.0	28.03.2008	1-7	MAS	Handbuch erstellt