

ZYKLUSZEIT

00:31:58

H : MIN : SEK

STERILISATIONSDAUER

MIN : SEK

STERILISATION TEMP.

134.2 134.5

MIN MAX C

F0

0.0

LETZTE TESTS

BOWIE-DICK LEAK TEST

RACK-ID

-

PROGRAMM-NR. / VERSION

-

PROGRAMM-NAME

PROZESSDATEN (Zusammenfassung)

Zeit	Phase	T2 °C	T3 °C	P2 mbar
0:02	1. Vorvakuum	46.0	50.8	1034
2:00	2. Dampfeinlass	65.4	58.2	47
7:00	4. Dampfeinlass	110.5	90.1	1050
9:00	5. Sterilisation	134.2	115.2	2100
28:00	7. Trocknung	72.5	100.1	200
32:00	Programm Ende	55.1	75.3	984

OPERATOR

User

CHARGE

freigegeben

☐ ja

☐ nein

☐ bedingte Freigabe

BEMERKUNGEN ZUR BEDINGTEN FREIGABE

SIGNATURE

HANDSCHRIFTLICHE DOKUMENTATION (NOTFALLKONZEPT)

Bitte leserlich ausfuellen. Dieses Blatt dient als Backup-Dokumentation bei Ausfall des Hauptsystems.

STERILISIERTE CONTAINER / SIEBE / INSTRUMENTE

Nr.	Container / Sieb / Instrument	Menge	SIE-Nr.	Verpackungsart	Indikator OK	Bemerkung
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

BELADUNGSMUSTER

(Skizze der Beladungspositionen im Sterilisator)

VERPACKUNGSART

- ☐ Sterilcontainer (starr)
- ☐ Einmal-Sterilisierverpackung
- ☐ Doppelt verpackt (Klarsicht)
- ☐ Klarsicht-Sterilisierverp.
- ☐ Unverpackt / Einzelinstrument
- ☐ Sonstiges: _____

Uhrzeit	Prozess	Phase	T2 °C	T3 °C	P2 mbar
0:02	0:02	1. Vorvakuum	46.0	50.8	1034
0:30	0:30	1. Vorvakuum	48.3	52.1	680
2:00	2:00	2. Dampfeinlass	65.4	58.2	47
3:30	3:30	2. Dampfeinlass	95.2	72.1	1200
7:00	7:00	4. Dampfeinlass	110.5	90.1	1050
9:00	9:00	5. Sterilisation	134.2	115.2	2100
15:00	15:00	5. Sterilisation	134.5	134.8	2100
20:00	20:00	5. Sterilisation	134.3	134.9	2100
28:00	28:00	7. Trocknung	72.5	100.1	200
32:00	32:00	Programm Ende	55.1	75.3	984

Prozessverlauf - Messwerte

