

ZYKLUSZEIT

00:31:58

H : MIN : SEK

STERILISATIONSDAUER

MIN : SEK

STERILISATION TEMP.

134.2 134.5

MIN MAX C

F0

0.0

LETZTE TESTS

BOWIE-DICK LEAK TEST

RACK-ID

-

PROGRAMM-NR. / VERSION

PROGRAMM-NAME

-

PROZESSDATEN (Zusammenfassung)

| Zeit  | Phase            | T2 °C | T3 °C | P2 mbar |
|-------|------------------|-------|-------|---------|
| 0:02  | 1. Vorvakuum     | 46.0  | 50.8  | 1034    |
| 2:00  | 2. Dampfeylass   | 65.4  | 58.2  | 47      |
| 5:00  | 3. Vorvakuum     | 88.3  | 98.5  | 120     |
| 7:00  | 4. Dampfeylass   | 110.5 | 90.1  | 1050    |
| 9:00  | 5. Sterilisation | 134.2 | 115.2 | 2100    |
| 25:00 | 6. Entlueftung   | 98.2  | 134.7 | 950     |
| 28:00 | 7. Trocknung     | 72.5  | 100.1 | 200     |
| 32:00 | Programm Ende    | 55.1  | 75.3  | 984     |

OPERATOR

CHARGE

BEMERKUNGEN ZUR BEDINGTEN FREIGABE

SIGNATURE

User

freigegeben

☐ ja

☐ nein

☐ bedingte Freigabe



| Uhrzeit | Prozess | Phase            | T2 °C | T3 °C | P2 mbar |
|---------|---------|------------------|-------|-------|---------|
| (0:02)  | 0:02    | 1. Vorvakuum     | 46.0  | 50.8  | 1034    |
| (0:30)  | 0:30    | 1. Vorvakuum     | 48.3  | 52.1  | 680     |
| (1:15)  | 1:15    | 1. Vorvakuum     | 52.1  | 55.0  | 320     |
| (2:00)  | 2:00    | 2. Dampfeinlass  | 65.4  | 58.2  | 47      |
| (3:30)  | 3:30    | 2. Dampfeinlass  | 95.2  | 72.1  | 1200    |
| (5:00)  | 5:00    | 3. Vorvakuum     | 88.3  | 98.5  | 120     |
| (7:00)  | 7:00    | 4. Dampfeinlass  | 110.5 | 90.1  | 1050    |
| (9:00)  | 9:00    | 5. Sterilisation | 134.2 | 115.2 | 2100    |
| (15:00) | 15:00   | 5. Sterilisation | 134.5 | 134.8 | 2100    |
| (20:00) | 20:00   | 5. Sterilisation | 134.3 | 134.9 | 2100    |
| (25:00) | 25:00   | 6. Entlueftung   | 98.2  | 134.7 | 950     |
| (28:00) | 28:00   | 7. Trocknung     | 72.5  | 100.1 | 200     |
| (32:00) | 32:00   | Programm Ende    | 55.1  | 75.3  | 984     |

Prozessverlauf - Messwerte

